



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



Cardiac Science Powerheart G3 batterij type 9142-101 (kleur: wit)



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO?



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999

F: 020 89 07 649

E: info@AEDcompany.nl

W: www.AEDcompany.nl

Cardiac Science Powerheart G3 batterij type 9142 (kleur: wit)

Op de batterij zit 3 jaar garantie.

De batterij 9142 is uitsluitend geschikt voor de volgende modellen:

* Cardiac Science Powerheart G3 (type 9300E) van vóór 12 april 2004.

De Cardiac Science IntelliSense batterij is voorzien van een data chip die automatisch belangrijke gebruiksinformatie opslaat. Registreert de data met betrekking tot de **dagelijkse zelftest** en de data met betrekking tot de **oplaad tijd**. De geschiedenis van de batterij kan worden uitgelezen via RescueLink® software.