

 0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

“De leverancier van AED's”

Cardiac Science Powerheart G3 elektroden 9131-001 (voor volwassenen)



Cardiac Science Powerheart G3 elektroden 9131-001

De Cardiac Science Powerheart G3 elektroden 9131-001 zijn geschikt voor de volgende modellen:

- * Survivalink
- * Cardiac Science 9200 serie
- * Cardiac Science G3 9300 & 9390 series
- * GE responder

De verpakking bevat:

1 paar elektroden: van gel voorzien, zelf-klevend, disposable, niet gepolariseerd (identieke elektroden: kunnen in beide posities worden geplaatst).

Levensduur elektroden: 2 jaar

Lengte elektroden kabel: 130 cm

Actieve oppervlakte elektrode: 114cm² (nominaal)

Pre-connected: elektroden kunnen reeds aangesloten worden opgeborgen in de AED



 **BESTELLEN**

 **BEL MIJ!**

 **U HEEFT EEN VRAAG?**

 **MEER INFO**



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl