



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"

Defibtech Lifeline VIEW batterij type DCF-2003



Defibtech Lifeline VIEW batterij type DCF-2003

De batterij-unit heeft een stand-by levensduur van maximaal 4 jaar, 125 defibrillatie schokken, of 8 uur continue gebruikstijd (inclusief dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en kwartaal zelf-testen).

De Defibtech Lifeline VIEW batterij is geschikt voor de volgende modellen:

* Defibtech Lifeline VIEW

Defibtech artikel nummer DCF-2003



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO?



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl