



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



Defibtech Lifeline batterij type DCF-210



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

Defibtech Lifeline batterij type DCF-210 (inclusief 9v batterij)

De batterij-unit heeft een levensduur van 7 jaar stand-by (geplaatst in de AED), 300 defibrillatie schokken, of 16 uur continue gebruikstijd (inclusief dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en kwartaal zelf-testen).

Daarnaast wordt er een 9V lithium batterij bijgeleverd. De 9V lithium batterij, die zich in een compartiment van de batterij-unit bevindt, geeft de voeding voor de 'Actieve Status Indicator' (ASI); uitgebreide zelftest. Op deze manier blijft de hoofdbatterij beduidend langer op spanning en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd.

De Defibtech Lifeline batterij type DCF-210 (inclusief 9v batterij) is geschikt voor de volgende modellen:

Defibtech Lifeline



Defibtech Lifeline AUTO

