



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



GE RESPONDER Lithium batterij (kleur: oranje)



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

GE Responder Lithium batterij (kleur: oranje)

De batterij heeft een levensduur van 5 jaar stand-by (geplaatst in de AED), 290 defibrillatie schokken.

De GE Responder Lithium batterij is uitsluitend geschikt voor de volgende modellen:

* GE Responder

Let op! Sommige aanbieders leveren de goedkopere gele Cardiac Science batterij type 9146 in plaats van de oranje GE batterij. Ondanks het feit dat dit technisch wellicht mogelijk is, vervalt hiermee de garantie op uw AED, wij adviseren u dan ook om de originele GE batterij te bestellen, ondanks de hogere prijs.

