



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



HeartSine Samaritan Pad-Pak 2-in-1 (batterij en elektroden)

HeartSine Samaritan Pad-Pak 2-in-1 (elektroden en batterij)

Batterij

De Pad-Pak 2-in-1 (elektroden en batterij) heeft een levensduur van 4 jaar stand-by (geplaatst in de AED), 60 defibrillatie schokken of 60 minuten ECG.

De HeartSine Samaritan Pad-Pak 2-in-1 (elektroden en batterij) is geschikt voor de volgende modellen:

* HeartSine Samaritan PAD 300p AED

* HeartSine Samaritan PAD 500p AED

Schokprotocol: 150-150-200 Joules

300P



500P



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999

F: 020 89 07 649

E: info@AEDcompany.nl

W: www.AEDcompany.nl



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"

HeartSine Samaritan Pad-Pak 2-in-1 (batterij en elektroden)



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

Elektroden

De HeartSine Samaritan Pad-Pak 2-in-1 (elektroden en batterij) is geschikt voor de volgende modellen:

* HeartSine Samaritan PAD 300p AED

* HeartSine Samaritan PAD 500p AED

De verpakking bevat:

1 paar elektroden: van gel voorzien, zelf-klevend, disposable, niet gepolariseerd.

Levensduur elektroden: 4 jaar

Lengte elektroden kabel: 100 cm

Actieve oppervlakte elektrode: 100cm² (nominaal)

Pre-connected: elektroden worden reeds aangesloten opgeborgen in de AED