



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



Medtronic Lifepak CHARGE-PAK™ CR PLUS /Express + extra elektroden set

Medtronic Lifepak CHARGE-PAK™ CR PLUS / Express + extra elektroden

Gebruikset voor alle AED CR PLUS en Express modellen. Het is aan te bevelen om na elk gebruik van de CR PLUS waarbij gedefibrilleerd is de batterij te vervangen. Met de batterij kan 30x (360 Joules) gedefibrilleerd worden.

Medtronic Lifepak CHARGE-PAK™ CR PLUS / Express bevat:

- CHARGE-PAK (batterij)
- 2 paar elektroden (pads)



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

