



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



Primedic HeartSave AED batterij



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO?



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

Primedic HeartSave AED batterij

De batterij heeft een levensduur van 6 jaar stand-by (geplaatst in de AED), 100 defibrillatie schokken bij 20 °C, bij een nieuwe batterij.

Batterij type: LiMnO₂ 15V, 2,0Ah

De Primedic HeartSave AED batterij is geschikt voor de volgende modellen:

- * Primedic HeartSave AED
- * Primedic HeartSave AED-M

AED-M



AED

