



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"

Saver One batterij



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO?



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

Saver One batterij (LiMnO₂) disposable batterij

De batterij heeft een levensduur van 3 jaar stand-by (geplaatst in de AED), minimaal 180 schokken (standaard versie - 200J) en 140 schokken (power versie - 360J) met een nieuwe batterij.

De batterij is geschikt voor de volgende modellen:

* Saver One AED

Niet oplaadbare accu (27 V; 1,2 Ah; Li/MnO₂)

