



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"

SixCase high secured AED wall-cabinet

De AED (Automatische Externe Defibrillator) maakt inmiddels deel uit van de primaire hulpverlening. Het is daarbij van levensbelang dat de AED goed beveiligd, maar toch 24-7 bereikbaar is.

De SixCase geeft een optimale bescherming, beveiliging en zorgt voor een dag en nacht inzetbaarheid van de AED. Middels een GSM module (optioneel) is het mogelijk de status te monitoren of de kast op afstand aan te sturen.

Technical specifications SC1300 series

SixCase SC1310 alarm/ light

De SC1310 is een binnenkast vervaardigd uit aluminium, afgewerkt met een sterke coating. Deze corrosiebestendige materialen zorgen voor een optimale bescherming van uw AED. Na opening knippert de rode LED-verlichting en klinkt er een luid alarm.

Fysiek

Type	SC1310
Gewicht	12 KG
Schok- en waterbestendig	✓
Verwarming	✗
Corrosiebestendig	✓ (AW-5754 Alu & coating)
Zichtvenster	✓
Kleur	Zilver
Bevestiging	Alle benodigde bevestigingsmaterialen meegeleverd (hout/ steen)

Stroomvoorziening en batterij

Energie	✓ (9V batterij)
---------	-----------------

Functies

Opening	Drukknop
Verlichting	✓ (LED rood)
Akoestisch Alarm	✓ (+/- 95dB intermittert)

SixCase SC1320 alarm/ light/ touchscreen code

De SC1320 is uitgerust met een elektronisch pincodeslot. Na het intoetsen van de juiste code zakt de onderbak automatisch naar beneden en is de AED gemakkelijk uitneembaar. De SixCase dient te worden aangesloten op 230V, zodat de bijgeleverde adapter deze transformeert naar 24V.

Fysiek


Type	SC1320
Gewicht	12 KG
Schok- en waterbestendig	✓
Verwarming	✗
Corrosiebestendig	✓ (AW-5754 Alu & coating)
Zichtvenster	✓
Kleur	Zilver
Bevestiging	Alle benodigde bevestigingsmaterialen meegeleverd (hout/ steen)

Stroomvoorziening

Energie	Adapter 230-24V omvormer meegeleverd
---------	--------------------------------------

Functies

Opening	Elektronisch pincodeslot touchscreen
Verlichting	✓ (LED rood)
Akoestisch Alarm	✓ (+/- 95dB intermittert)





Technical specifications SC1300 series

SixCase SC1330 alarm/ light/ heating/ fan

De SixCase SC1330 is anders dan de SC1310, uitgevoerd met een 24V verwarmingselement en slagvast zichtvenster. Door op de rode noodknop te drukken zakt de onderbak naar beneden en is de AED snel en gemakkelijk uit te nemen. De SixCase dient te worden aangesloten op 230V, zodat de bijgeleverde adapter deze transformeert naar 24V.

Fysiek

Type	SC1330
Gewicht	12 KG
Schok- en waterbestendig	✓
Koeling	✓
Verwarming	✓ (tot -15 °C)
Corrosiebestendig	✓ (AW-5754 Alu & coating)
Zichtvenster	✓ (extreem slagvast polycarbonaat)
Kleur	Zilver
Bevestiging	Alle benodigde bevestigingsmaterialen meegeleverd (hout/ steen)

Stroomvoorziening

Energie	Adapter 230-24V omvormer meegeleverd
---------	--------------------------------------

Functies

Opening	Drukknop
Verlichting	✓ (LED rood)
Akoestisch Alarm	✓ (+/- 95dB intermitterend)

SixCase SC1340 alarm/ light/ heating/ fan/ touchscreen code

Deze SixCase heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als de SC1320, met als toevoeging een 24V verwarmingselement en een slagvast zichtvenster. De SixCase dient te worden aangesloten op 230V, zodat de bijgeleverde adapter deze transformeert naar 24V.

Fysiek

Type	SC1340
Gewicht	12 KG
Schok- en waterbestendig	✓
Koeling	✓
Verwarming	✓ (tot -15 °C)
Corrosiebestendig	✓ (AW-5754 Alu & coating)
Zichtvenster	✓ (extreem slagvast polycarbonaat)
Kleur	Zilver
Bevestiging	Alle benodigde bevestigingsmaterialen meegeleverd (hout/ steen)

Stroomvoorziening

Energie	Adapter 230-24V omvormer meegeleverd
---------	--------------------------------------

Functies

Opening	Elektronisch pincodeslot touchscreen
Verlichting	✓ (LED rood)
Akoestisch Alarm	✓ (+/- 95dB intermitterend)

