



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



ZOLL Stat-padz II elektrodenset (8900-0801-01)



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO?



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

ZOLL Stat-padz II elektrodenset

De verpakking bevat:

1 set Stat-padz II elektroden: van Polymeer hydrogel voorzien, zelf-klevend, disposable.

Levensduur elektroden: 18 maanden

Lengte elektroden kabel: 124,5 cm

Actieve oppervlakte elektrode: 113cm² (nominaal)

Pre-connected: elektroden kunnen reeds aangesloten worden opgeborgen in de AED

Deze elektroden zijn in het bijzonder geschikt voor gebruik door professionals, door de mogelijkheid van anterior-posterior plaatsing.

