



0 87 87 46 999



AEDCOMPANY.NL

"De leverancier van AED's"



Cardiac Science oplaadbare batterij voor G3 Pro type 9144



BESTELLEN



BEL MIJ!



**U HEEFT
EEN VRAAG?**



MEER INFO?



AEDcompany.nl
Donauweg 10
1043 AJ AMSTERDAM

T: 0 87 87 46 999
F: 020 89 07 649
E: info@AEDcompany.nl
W: www.AEDcompany.nl

Cardiac Science oplaadbare batterij voor G3 Pro type 9144

Een nieuwe volledig opgelade battery (type 9144) geeft typisch max. 100 schokken (min. 60 schokken). Wanneer de Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro in monitoring modus staat, heeft een nieuwe volledig opgelade batterij (type 9144) typisch max. 6 uur gebruikstijd (min. 3 uur). De Cardiac Science G3 Pro oplaadbare batterij (type 9144) heeft geen onderhoud nodig. De verwachte levensduur is 2,5 jaar of 300 ontladingen. Op de batterij zit 1 jaar garantie.

De batterij 9144 is uitsluitend geschikt voor de volgende modellen:

* Cardiac Science Powerheart G3 Pro (type 9300P)

